

Anticorpo Monoclonale Pe Rabbit Anti-Human Siglec-8 Per Fc - Q9Nyz4

Numero articolo: CM0006216



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio coniugato con PE diretto contro Siglec-8 umano, validato per citometria a flusso (FC). Rileva isoforme multiple (44/46/54 kDa) ed è ideale per lo studio della biologia di eosinofili, basofili e mastociti in campioni umani.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	mAb PE Rabbit anti-Human Siglec-8
Note/Alias	SAF2; SIGLEC-8; SIGLEC8L
Specie	Umana
GeneID (Umano)	27181
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 17-363 di Siglec-8 umano (NP_055257.2)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	FC
Reattività crociata	Umana
SWISS	Q9NYZ4
Peso proteico	44kDa/46kDa/54kDa
Spedizione	Borsa di ghiaccio