


Pe Coniglio Anti-Umano Stat1 Anticorpo Monoclonale Per Citometria A Flusso - P42224

Numero articolo: CM0012164



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniugato con PE mirante allo STAT1 umano. Validato per la citometria a flusso intracellulare. Ideale per studi sulla segnalazione dell'interferone, difesa antivirale e fattore di trascrizione STAT1. Materiale primo per IVD ad uso di ricerca.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	PE Coniglio anti-Umano STAT1 mAb
Osservazioni/Alias	CANDF7; IMD31A; IMD31B; IMD31C; ISGF-3; STAT91
Specie	Umano
GeneID (Umano)	6772
GeneID	6772
Immunogeno	Peptide sintetico corrispondente agli amminoacidi 650-750 dello STAT1 umano (NP_009330.1)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	FC (intra)
Reattività Incrociata	Umano
SWISS	P42224
Peso Proteico	83 kDa/87 kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio