

Anticorpo Monoclonale Pe Coniglio Anti-Stat3 Umano Per Citometria Di Flusso Intracellulare - P40763

Numero articolo: CM0010525



introduzione

Anticorpo monoclonale coniglio anti-STAT3 umano coniugato con PE per citometria di flusso intracellulare (FC). Bersaglia STAT3/APRF, un attivatore trascrizionale di 88 kDa nelle vie di segnalazione IL-6 e JAK/STAT; reattività crociata con l'uomo. Solo per uso di ricerca.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	PE Rabbit anti-Human STAT3 mAb
Note/Alias	APRF; HIES; ADMIO; ADMIO1
Specie	Umana
GeneID (Umana)	6774
GeneID	6774
Immunogeno	Peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 611-710 della STAT3 umana (NP_003141.2)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	FC (intracellulare)
Reattività crociata	Umana
SWISS	P40763
Peso proteico	88 kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio