


Anticorpo Monoclonale PE Di Coniglio Anti-Tie-2/Cd202B Umano Per Citometria A Flusso - Q02763

Numero articolo: CM0008773



introduzione

Anticorpo monoclonale PE-coniugato di coniglio anti-Tie-2/CD202b umano, specificamente validato per la rilevazione mediante citometria a flusso (FC) del recettore Tie-2 (UniProt Q02763) in campioni umani. Ideale per applicazioni di ricerca sull'angiogenesi e sulla biologia vascolare.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	mAb PE di coniglio anti-Tie-2/CD202b umano
Note/Alias	TIE2; VMCM; GLC3E; TIE-2; VMCM1; CD202B
Specie	Umano
ID gene	7010
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 23-745 di Tie-2/CD202b umano (NP_000450.3)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	FC
Reattività crociata	Umano
SWISS	Q02763
Peso della proteina	126 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante