


Anticorpo Monoclonale Coniglio Anti-Umano Tigit Coniugato A Pe Per Citometria A Flusso - Q495A1

Numero articolo: CM0008222



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio coniugato a PE contro TIGIT umano (VSIG9, VSTM3), validato per la citometria a flusso. Mira a un recettore immunitario inibitorio sulle cellule T e sulle cellule NK. UniProt Q495A1.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	PE Coniglio anti-Umano TIGIT mAb
Osservazioni/Alias	VSIG9; VSTM3; WUCAM
Specie	Umano
GeneID (Umano)	201633
GeneID	201633
Immunogeno	Proteina ricombinante
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	FC
Reattività Incrociata	Umano
SWISS	Q495A1
Peso Proteico	18kDa/26kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio