


Anticorpo Monoclonale Pe Rabbit Anti-Tim-3/Havcr2 Umano Per Fc - Q8Tdq0

Numero articolo: CM0008423



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio coniugato con PE contro TIM-3/HAVCR2 umano, validato per citometria a flusso. Immunogeno ricombinante (aa 22-200). Ideale per la ricerca sui checkpoint immunitari e sull'esaurimento dei linfociti T.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	PE Rabbit anti-Human TIM-3/HAVCR2 mAb
Note/Alias	TIM3; CD366; KIM-3; SPTCL; TIMD3; Tim-3; TIMD-3; HAVcr-2
Specie	Uomo
ID gene (Uomo)	84868
ID gene	84868
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 22-200 di TIM-3/HAVCR2 umano (NP_116171.3)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	FC
Reattività crociata	Uomo
SWISS	Q8TDQ0
Peso proteico	33kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio