

Anticorpo Monoclonale Pe Coniglio Anti-Umano Tlr1 Per Fc - Q15399

Numero articolo: CM0011297



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio coniugato con PE diretto contro il recettore 1 simile a Toll umano (TLR1/CD281). Progettato per applicazioni di citometria a flusso (FC). Questo strumento di ricerca permette di studiare le risposte immunitarie innate mediate da TLR1 ai lipopeptidi batterici.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	mAb PE Rabbit anti-Human TLR1
Note/Alias	TIL; CD281; rsc786; TIL. LPRS5
Specie	Umana
GeneID (Umana)	7096
GeneID	7096
Immunogeno	Peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 325-424 di TLR1 umano (NP_003254.2)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	FC
Reattività crociata	Umana
SWISS	Q15399
Peso proteico	90kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio