


Anticorpo Monoclonale Coniugato Pe Coniglio Anti-Umano Tlr3 Per Citometria A Flusso (Intracellulare) - O15455

Numero articolo: CM0008254



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio coniugato PE che mira al TLR3 umano (CD283), validato per citometria a flusso intracellulare. Ideale per applicazioni di ricerca sull'immunità innata e sulle infezioni virali.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	mAb coniglio anti-umano TLR3 coniugato PE
Note/Alias	CD283; IIAE2; IMD83
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	7098
ID Gene	7098
Immunogeno	Proteina ricombinante corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 24-339 del TLR3 umano (NP_003256.1)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	FC (intra)
Reattività incrociata	Umano
SWISS	O15455
Peso molecolare proteico	104kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio