

Anticorpo Monoclonale Pe Coniugato Da Coniglio Anti-Tmprss2 Umano Per Citometria A Flusso - O15393

Numero articolo: CM0004793



introduzione

Anticorpo monoclonale PE coniugato da coniglio anti-TMPRSS2 umano per citometria a flusso. Adatto per lo studio della progressione del cancro prostatico, dei meccanismi di infezione virale (SARS-CoV, SARS-CoV-2) e della proteolisi nelle cellule ospiti.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	mAb PE da coniglio anti-TMPRSS2 umano
Note/Alias	PRSS10
Specie	Umana
ID gene (umano)	7113
ID gene	7113
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 106-255 della TMPRSS2 umana (NP_005647.3)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	FC
Reattività crociata	Umana
SWISS	O15393
Peso proteico	54kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio