


Anticorpo Monoclonale Pe Di Coniglio Anti-Tnf-A Umano Per Fc (Intracellulare) - P01375

Numero articolo: CM0007785



introduzione

Anticorpo monoclonale PE-coniugato di coniglio anti-TNF- α umano per la colorazione intracellulare mediante citometria a flusso. Studia il fattore di necrosi tumorale alfa nelle risposte infiammatorie, nella regolazione immunitaria e nella biologia del cancro. Reagisce con TNF- α umano (cachectina/TNFSF2).

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	mAb PE di coniglio anti-TNF- α umano
Note/Alias	DIF; TNFA; TNFSF2; TNLG1F; TNF-alfa
Specie	Umano
ID del gene (umano)	7124
ID del gene	7124
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 77-233 del TNF- α umano (NP_002344.2)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	FC (intracellulare)
Reattività crociata	Umano
SWISS	P01375
Peso della proteina	26 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante