

Anticorpo Monoclonale Pe Coniglio Anti-Trop-2 Umano Per Citometria A Flusso - P09758

Numero articolo: CM0008612



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio coniugato con PE rivolto a TROP-2 umano per applicazioni di citometria a flusso. Riconosce l'antigene associato al tumore TROP-2, supportando la ricerca in immuno-oncologia e lo sviluppo di diagnostici. - P09758

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	mAb PE Rabbit anti-Human TROP-2
Annotazioni/Alias	EGP1; GP50; M1S1; EGP-1; TROP2; GA7331; GA733-1
Specie	Umana
Gene ID	4070
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 27-274 di TROP-2 umano (NP_002344.2)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	FC
Reattività incrociata	Umana
SWISS	P09758
Peso proteico	36kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio