

Mab Pe Di Coniglio Anti-Cd10 Umano/Di Scimmia Per Fc - P08473

Numero articolo: CM0010951



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio coniugato con PE e diretto contro il CD10 umano (neprilisina) per la citometria a flusso. Reagisce crociatamente con campioni umani e di scimmia cinomolgo. Validato per la ricerca immunologica e cardiovascolare.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	mAb PE di coniglio anti-CD10 umano/di scimmia
Note/alias	NEP; SFE; CD10; CALLA; CMT2T; SCA43
Specie	Umano
GeneID (umano)	4311
GeneID	4311
Immunogeno	Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 52-750 del CD10 umano (NP_000893.2).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	FC
Reattività crociata	Umano, scimmia cinomolgo
SWISS	P08473
Peso della proteina	86 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante