

Anticorpo Monoclonale Pe Coniglio Anti-Umano/Scimmia Cd127/IL-7R Per Citometria A Flusso - P16871

Numero articolo: CM0009431



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio coniugato con PE contro CD127/IL-7R umano/scimmia per citometria a flusso. Riconosce la catena alfa del recettore dell'interleuchina-7, presenta reattività crociata con l'uomo e la scimmia cinomolga. Adatto per la ricerca immunologica e lo sviluppo di test IVD.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	mAb PE Rabbit anti-Human/Monkey CD127/IL-7R
Note/Alias	ILRA; CD127; IL7RA; CDW127; IMD104; sIL-7R; Inc-IL7R; IL7Ralpha; IL-7Ralpha; IL-7R-alpha
Specie	Uomo
GeneID (Uomo)	3575
GeneID	3575
Immunogeno	Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 21-236 di CD127/IL-7Rα umano (NP_002176.2).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	FC
Reattività crociata	Uomo, Cynomolgus
SWISS	P16871
Peso molecolare della proteina	52kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio