


Anticorpo Monoclonale Pe Coniglio Anti-Uomo/Scimmia Cd14 Per Citometria A Flusso - P08571

Numero articolo: CM0008826



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio coniugato con PE contro CD14 umano e di scimmia cinomolgo, validato per citometria a flusso. CD14 è un corecettore per l'LPS batterico, che media l'immunità innata. Ideale per la ricerca in immunologia e malattie infettive.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	mAb PE coniglio anti-uomo/scimmia CD14
Annotazioni/Alias	CD14
Specie	Uomo
GeneID (Uomo)	929
GeneID	929
Immunogeno	Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 20-352 di CD14 umano (NP_000582.1).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	FC
Reattività crociata	Uomo, Cynomolgus
SWISS	P08571
Peso proteico	40kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio