

Pe Coniglio Anti-Umano/Scimmia Cd16 Anticorpo Monoclonale Per Fc - P08637/O75015

Numero articolo: CM0007806



introduzione

Anticorpo monoclonale coniugato con PE di coniglio che si targeting CD16 umano/scimmia (FCGR3A/FCGR3B). Validato per la citometria a flusso (FC), cross-reagisce con umano e cinomolgo. Ideale per il profilo delle cellule immunitarie e gli studi ADCC.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	PE Coniglio anti-Umano/Scimmia CD16 mAb
Note/Alias	CD16; FCG3; CD16A; FCGR3; IGFR3; IMD20; FCR-10; FCR11; CD16-II; FCGR11; FCR11A; FcGR11A; CD16b
Specie	Umano
GeneID (Umano)	2214/2215
GeneID	2214/2215
Immunogeno	Proteina ricombinante
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	FC
Reattività Incrociata	Umano, Cynomolgus
SWISS	P08637/O75015
Peso Proteico	29KDa/26KDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio