

Pe Anticorpo Monoclonale Coniugato Di Coniglio Anti-Cd18 Umano/Scimmia Per Citometria A Flusso - P05107

Numero articolo: CM0008649



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio coniugato a PE contro il CD18 umano (Integrina beta-2) per citometria a flusso, cross-reattivo con il macaco cinomolgo. Ideale per lo studio dei recettori di adesione leucocitaria e del trafficking delle cellule immunitarie.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	PE Anticorpo monoclonale di coniglio anti-CD18 Umano/Scimmia
Note/Alias	LAD; CD18; MF17; MFI7; LCAMB; LFA-1; MAC-1
Specie	Umano
GeneID	3689
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-769 del CD18 umano (NP_000202.3)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	FC (Citometria a Flusso)
Cross Reattività	Umano, Cynomolgus (Macaco cinomolgo)
SWISS	P05107
Peso Proteico	85kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio