

Anticorpo Monoclonale Coniugato Pe Rabbit Anti-Umano/Scimmia Cd19 - Cd19

Numero articolo: CM0005012

introduzione

Anticorpo monoclonale rabbit coniugato PE che bersaglia il CD19 umano e di scimmia, validato per citometria a flusso. Ideale per immunofenotipizzazione e ricerca sui linfociti B in applicazioni diagnostiche e delle scienze della vita.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	PE Rabbit anti-umano/scimmia CD19 mAb
Note/Alias	CD19
Specie	Scimmia
ID gene (Umano)	930
ID gene (Scimmia)	102145514
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli aminoacidi 20-292 della CD19 di scimmia (XP_005591597.1)
Origine	Rabbit
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	FC
Reattività incrociata	Uomo, Cynomolgus
Spedizione	Sacco di ghiaccio