


Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Pe Anti-Cd20 Umano/Di Scimmia Per Fc - P11836

Numero articolo: CM0011218



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio coniugato con PE contro CD20 umano/di scimmia (MS4A1), validato per la citometria a flusso. Specifico per i linfociti B, con reattività crociata verso il macaco cinomolgo. Per uso di ricerca negli studi sui linfociti B.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	mAb di coniglio PE anti-CD20 umano/di scimmia
Note/Alias	MS4A1; B1; Bp35; CD20; CVID5; LEU-16; MS4A2; S7; Antigene CD20 dei linfociti B
Specie	Umano
GeneID (umano)	931
GeneID	931
Immunogeno	Peptide sintetico Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 100-200 del CD20 umano (NP_068769.2)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	FC
Reattività crociata	Umano, macaco cinomolgo
SWISS	P11836
Peso della proteina	14kDa/33kDa
Spedizione	Con borsa refrigerante