

Pe Coniugato Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Umano/Scimmia Cd25 Per Citometria A Flusso - P01589

Numero articolo: CM0008858



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio coniugato a PE che riconosce il CD25 umano (IL2RA, p55). Validato per citometria a flusso su campioni umani e di macaco cinomolgo. Ideale per la ricerca sui Treg e sulla tolleranza immunitaria.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	PE Anticorpo Monoclonale di Coniglio anti-Umano/Scimmia CD25
Note/Alias	p55; CD25; IL2R; IMD41; TCGFR; IDDM10
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	3559
ID Gene	3559
Immunogeno	Proteina ricombinante
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	FC
Reattività Incrociata	Umano, Cynomolgus
SWISS	P01589
Peso Proteico	31kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio