

Pe Coniglio Anti-Umano/Scimmia Cd3 Mab Per Fc - P07766

Numero articolo: CM0009956



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniugato con PE che targeting CD3 umano/scimmia per citometria a flusso. Cross-reagisce con CD3 di cinomolgo. Parte del complesso TCR, essenziale per la ricerca sull'attivazione delle cellule T e l'immunità adattiva.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	PE Coniglio anti-Umano/Scimmia CD3 mAb
Osservazioni/Alias	T3E; TCRE; IMD18; CD3epsilon
Specie	Umano
Gene ID (Umano)	916
Gene ID	916
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli aminoacidi 1-126 del CD3 umano (NP_000724.1).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	FC
Reattività Crociata	Umano, Cinomolgo
SWISS	P07766
Peso Proteico	23kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio