


Anticorpo Monoclonale Coniglio Anti-Umano/Scimmia Cd4 Coniugato Con Pe Per Citometria A Flusso - P01730

Numero articolo: CM0010170



introduzione

Anticorpo monoclonale coniglio coniugato con PE mirante al CD4 umano/scimmia per citometria a flusso (FC). Validato per la reattività con umano e cinomolgo. 51kDa. Esplora la funzione del corecettore delle cellule T e gli studi sul recettore HIV.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	PE Coniglio anti-Umano/Scimmia CD4 mAb
Osservazioni/Alias	T4, IMD79, Leu-3, OKT4D, CD4mut
Specie	Umano
GeneID	920
Immunogeno	Proteina ricombinante del CD4 umano
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	FC
Reattività crociata	Umano, Cinomolgo
SWISS	P01730
Peso proteico	51kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio