

Pe Coniglio Anti-Umano/Scimmia Cd45 Mab - P08575

Numero articolo: CM0007910



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniugato con PE mirato al CD45 umano e di cinomolgo, convalidato per la citometria a flusso. Riconosce il dominio extracellulare; adatto per studi sull'attivazione delle cellule T, sulla segnalazione immunitaria e sull'identificazione delle cellule ematopoietiche.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	PE Coniglio anti-Umano/Scimmia CD45 mAb
Osservazioni/Alias	LCA; LY5; B220; CD45; L-CA; T200; CD45R; GP180; IMD105
Specie	Umano
GeneID (Umano)	5788
GeneID	5788
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli aminoacidi 26-577 del CD45 umano (P08575)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	FC
Reattività crociata	Umano, Cynomolgus
SWISS	P08575
Peso proteico	131kDa/136kDa/141kDa/143kDa/147kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio