

Anticorpo Monoclonale Pe Coniugato Coniglio Anti-Umano/Scimmia Cd64 Per Citometria A Flusso - P12314

Numero articolo: CM0008729



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio ad alta affinità coniugato PE contro il CD64 umano e di scimmia (FcγRI), validato per la citometria a flusso. Ideale per studiare le funzioni del recettore per IgG specifico di monociti/macrofagi nell'immunità innata e adattativa.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Anticorpo monoclonale PE Coniglio anti-Umano/Scimmia CD64
Note/Alias	CD64; FCG1; FCRI; CD64A; FCGR1; IGFR1; FcgammaRI
Specie	Umano
ID Gene	2209
Immunogeno	Proteina ricombinante
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	FC (Citometria a Flusso)
Reattività Incrociata	Umano, Cinocefalo
SWISS	P12314
Peso Molecolare Proteina	43kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio