

Anticorpo Monoclonale Pe Coniglio Anti-Uomo/Scimmia Cd69 Per Fc - Q07108

Numero articolo: CM0010301



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniugato con PE che bersaglia CD69 umano, un antigene chiave di attivazione precoce sulle cellule immunitarie. Validato per citometria a flusso (FC), presenta reazione crociata con la scimmia cinomolga. Ideale per lo studio dell'attivazione delle cellule immunitarie e della differenziazione delle cellule T regolatorie.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	mAb PE Rabbit anti-Uomo/Scimmia CD69
Annotazioni/Alias	AIM; EA1; MLR-3; CLEC2C; GP32/28; BL-AC/P26
Specie	Uomo
GenelD (Uomo)	969
GenelD	969
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 78-199 di CD69 umano (NP_001772.1)
Provenienza	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	FC
Reattività crociata	Uomo, Cynomolgo
SWISS	Q07108
Peso proteico	23 kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio