


Anticorpo Monoclonale Pe Coniugato, Coniglio Anti-Umano/Scimmia Cd86 Per Citometria A Flusso - P42081

Numero articolo: CM0010970



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio coniugato a PE, specifico per CD86 (B7-2) umano e del cynomolgus, validato per citometria a flusso. Ideale per lo studio dell'attivazione dei linfociti T e della costimolazione nella ricerca immunologica e nello sviluppo di saggi diagnostici.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	mAb PE Coniglio anti-Umano/Scimmia CD86
Note/Alias	B70; B7-2; B7.2; LAB72; CD28LG2
Specie	Umano
Gene ID (Umano)	942
Gene ID	942
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 20-241 del CD86 umano (NP_787058.5)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	CF (Citometria a Flusso)
Reattività Incrociata	Umano, Cynomolgus
SWISS	P42081
Peso Proteico	38kDa
Spedizione	Sacchetto refrigerante