


Pe Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Cd8A Umano/Scimmia Per Citometria A Flusso - P01732

Numero articolo: CM0004207



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio coniugato a PE contro la catena alfa del CD8 umano e del cynomolgus. Validato per citometria a flusso (FC), bersaglia gli amminoacidi 22-182 di CD8A (P01732). Adatto per la ricerca su cellule T e NK.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	PE Anticorpo monoclonale di coniglio anti-CD8a Umano/Scimmia
Note/Alias	CD8; p32; Leu2; CD8alpha
Specie	Umano
ID Gene	925
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 22-182 del CD8A umano (NP_001759.3)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	FC
Reattività Incrociata	Umano, Cynomolgus
SWISS	P01732
Peso Proteico	21kDa/25kDa/30kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio