

Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Hla-Dr Umano/Di Scimmia Coniugato Con Pe Per Citometria A Flusso - P01903

Numero articolo: CM0010393



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio anti-HLA-DR umano/di scimmia coniugato con PE, validato per la citometria a flusso. Riconosce la catena alfa dell'MHC di classe II, espressa sulle cellule presentanti l'antigene. Adatto per la ricerca immunologica e sugli primati non umani.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	mAb di coniglio anti-HLA-DR umano/di scimmia coniugato con PE
Note/alias	HLA-DRA1
Specie	Umano
GeneID (umano)	3122
GeneID	3122
Immunogeno	Proteina ricombinante dell'HLA-DR umano.
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	FC
Reattività crociata	Umano, macaco cinomolgo
SWISS	P01903
Peso della proteina	29 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante