


Anticorpo Monoclonale Pe Di Coniglio Anti-IgD Umano/Di Scimmia Per Fc - P01880

Numero articolo: CM0012111



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio coniugato con PE, diretto contro l'IgD umana e della scimmia cynomolgus (regione costante, amminoacidi 99-384). Validato per la citometria a flusso, ideale per l'immunofenotipizzazione delle cellule B e gli studi sui recettori delle immunoglobuline.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	mAb PE di coniglio anti-IgD umano/di scimmia
Note/Alias	IGHD
Specie	Umano
GeneID (umano)	3495
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 99-384 dell'IgD umana
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	FC
Reattività crociata	Umano, cynomolgus
SWISS	P01880
Peso della proteina	47 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante