

Igg Mab Pe Di Coniglio Anti-Uomo/Scimmia - Aaq57561.1

Numero articolo: CM0009862

introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio coniugato con PE contro IgG umane e di scimmia, adatto per citometria a flusso intracellulare. Immunogeno: proteina ricombinante che copre gli amminoacidi 98-322 delle IgG di scimmia (AAQ57561.1). Reagisce in modo crociato con IgG umane e di cinomolgo.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Dettagli
Nome prodotto	IgG mAb PE di coniglio anti-Uomo/Scimmia
Specie	Scimmia
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente gli amminoacidi 98-322 delle IgG di scimmia (AAQ57561.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	FC (intracellulare)
Reattività crociata	Uomo, Cynomolgo
Spedizione	Sacco di ghiaccio