


Pe Coniglio Anti-IgM Umana/Scimmia Mab Per Fc - P01871

Numero articolo: CM0008776



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniugato con PE mirante alla regione costante dell'IgM umana/scimmia, adatto per citometria a flusso. Strumento di ricerca per l'immunologia delle cellule B e gli studi sull'immunità umorale. Riconosce IGHM (P01871).

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	PE coniglio anti-IgM umana/scimmia mAb
Osservazioni/Alias	MU; VH; AGM1
Specie	Umano
GeneID	3507
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 218-453 dell'IgM umana (P01871).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	FC
Reattività crociata	Umano, Cynomolgus
SWISS	P01871
Peso proteico	49kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio