

Anticorpo Monoclonale Coniugato Pe Di Coniglio Anti-Ki67 Umano/Scimmia Per Citometria A Flusso Intracellulare - P46013

Numero articolo: CM0011200



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio coniugato a PE che riconosce il Ki67 umano/della scimmia (P46013), validato per la citometria a flusso intracellulare. Strumento essenziale per saggi di proliferazione cellulare, analisi del ciclo cellulare e ricerca oncologica.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	mAb coniugato PE di coniglio anti-Ki67 Umano/Scimmia
Note/Alias	KiA, MIB-, MIB-1, PPP1R105
Specie	Umano
GeneID (umano)	4288
GeneID	4288
Immunogeno	Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 2271-2370 del Ki67 umano (NP_002408.3).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	FC (intra)
Reattività Incrociata	Umano, Cinocefalo
SWISS	P46013
Peso Proteico	319kDa/359kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio