

Pe Coniglio Anti-Umano/Scimmia Pd-1/Cd279 Anticorpo Monoclonale Per Fc - Q15116

Numero articolo: CM0009873



introduzione

Anticorpo monoclonale coniugato con PE di coniglio che targeting umano e cinomolgo PD-1/CD279 (Q15116), validato per citometria a flusso. Ideale per la ricerca sui checkpoint immunitari, l'esaurimento delle cellule T e l'immunoterapia del cancro.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	PE Coniglio anti-Umano/Scimmia PD-1/CD279 mAb
Osservazioni/Alias	PD1; PD-1; CD279; SLEB2; hPD-1; hPD-I; hSLE1
Specie	Umano
GeneID (Umano)	5133
GeneID	5133
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 25-168 del PD-1/CD279 umano (NP_005009.2).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	FC
Reattività Crociata	Umano, Cynomolgus
SWISS	Q15116
Peso Proteico	32kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio