

Pe Coniugato Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Integrina Alfa 5 Umano/Murino (Itga5/Cd49E) Per Citometria A Flusso - P08648

Numero articolo: CM0012693



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio coniugato a PE, specifico per l'integrina alfa 5 umana/murina (ITGA5/CD49e, VLA-5). Validato per la citometria a flusso. Ideale per la ricerca sull'adesione cellulare, sul recettore della fibronectina e sull'ingresso virale.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del Prodotto	PE Anticorpo Monoclonale di Coniglio anti-Integrina alfa 5 Umano/Murino (ITGA5/CD49e)
Note/Alias	FNRA; CD49e; VLA-5; VLA5A
Specie	Umano
ID Gene	3678
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 42-995 dell'Integrina alfa 5 umana (ITGA5/CD49e) (NP_002196.4)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	FC (Citometria a Flusso)
Reattività Incrociata	Umano, Topo
SWISS	P08648
Peso Proteico	115kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio