


Pe Mab Coniglio Anti-Umano/Mouse Nanog - Q80Z64

Numero articolo: CM0009320



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio coniugato con PE che bersaglia Nanog umano e murino, un fattore di trascrizione homeobox fondamentale per la pluripotenza. Progettato per la citometria a flusso intracellulare (FC) nella ricerca sulle cellule staminali e nella biologia dello sviluppo.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	PE mAb coniglio anti-Umano/Mouse Nanog
Note/Alias	ENK; Stm1; ecat4; 2410002E02Rik
Specie	Mouse
ID gene (Uomo)	79923
ID gene	71950
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli aminoacidi 160-305 del Nanog murino (NP_082292.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	FC (intracellulare)
Reattività crociata	Uomo, Mouse
SWISS	Q80Z64
Peso proteico	34kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio