

Anticorpo Monoclonale Pe Coniglio Anti-Umano/Topo Pdgfra/Cd140A Per Fc - P16234

Numero articolo: CM0010141



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio coniugato con PE che bersaglia PDGFR α /CD140a umano e murino (SWISS: P16234), validato per citometria a flusso. Ideale per ricerche sulla proliferazione cellulare, lo sviluppo embrionale e l'oncologia.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Descrizione
Nome prodotto	mAb PE coniglio anti-umano/topo PDGFR α /CD140a
Note/Alias	CD140A; PDGFR2; PDGFR-2
Specie	Uomo
ID gene (Uomo)	5156
ID gene	5156
Immunogeno	Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 24-524 di PDGFR α /CD140a umano (NP_006197.1).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	FC
Reattività incrociata	Uomo, Topo
SWISS	P16234
Peso proteico	123 kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio