


Anticorpo Monoclonale Pe Coniglio Anti-Uomo/Mouse Fosfo-Zap70-Y319+Syk-Y352 Per Citometria Di Flusso Intracellulare - P43403

Numero articolo: CM0000922



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio coniugato con PE che bersaglia ZAP70 fosforilato (Y319) e Syk (Y352), validato per citometria di flusso intracellulare in uomo e mouse. Ideale per la ricerca sulla segnalazione delle cellule T e B.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	PE Rabbit anti-Human/Mouse Phospho-Zap70-Y319+Syk-Y352 mAb
Note/Alias	SRK; STD; TZK; STCD; IMD48; ADMIO2; ZAP-70
Specie	Uomo, Mouse
ID gene (Uomo)	7535
ID gene	7535
Immunogeno	Peptide sintetico fosforilato intorno alla Y319 della ZAP70 umana (NP_001070.2)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi fosforilati
Applicazione	FC (intra)
Reattività crociata	Uomo, Mouse
SWISS	P43403
Peso proteico	70kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio