

Anticorpo Monoclonale Pe Rabbit Anti-Mouse Ccr6/Cd196 Per Fc - O54689

Numero articolo: CM0005982

introduzione

Anticorpo monoclonale PE Rabbit anti-Mouse CCR6/CD196 validato per citometria a flusso (FC). Specifico per CCR6 murino, un recettore delle chemochine fondamentale per la migrazione delle cellule immunitarie e l'immunità delle mucose. Ideale per la ricerca immunologica.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	mAb PE Rabbit anti-Mouse CCR6/CD196
Note/Alias	CCR-6; KY411; Cmkbr6; CC-CKR-6
Specie	Topo
GeneID (Umano)	1235
GeneID	12458
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 2-38 del CCR6/CD196 murino (NP_033965.1)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	FC
Reattività crociata	Topo
SWISS	O54689
Peso proteico	42kDa
Spedizione	Borsa di ghiaccio