

Anticorpo Monoclonale Coniglio Anti-Mouse Cd103 Coniugato Pe Per Fc - Q60677

Numero articolo: CM0005119

introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio coniugato con PE contro il CD103 murino (Integrina alfa-E, ITGAE) per citometria a flusso. Validato per lo studio dell'adesione dei linfociti T e delle interazioni epiteliali. SWISS: Q60677.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	PE Coniglio anti-Mouse CD103 mAb
Osservazioni/Alias	CD103; aM290; alfa-E1; A530055J10; alfa-M290
Specie	Mouse
GenelD (Umano)	3682
GenelD	16407
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 191-385 del CD103 murino (NP_032425.2).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	FC
Reattività crociata	Mouse
SWISS	Q60677
Peso proteico	129kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio