

Pe Anticorpo Monoclonale Coniugato Di Coniglio Anti-Mouse Cd117/C-Kit Per Citometria A Flusso - P05532

Numero articolo: CM0010059



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio coniugato a PE che riconosce il CD117/c-Kit del topo. Validato per la citometria a flusso. Riconosce il recettore del fattore di crescita per mastociti/cellule staminali Kit (P05532). Ideale per la ricerca sulle cellule staminali ematopoietiche e sui mastociti.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del Prodotto	PE Anticorpo monoclonale di coniglio anti-Mouse CD117/c-Kit
Note/Alias	W; Bs; Fdc; Ssm; SC01; SC05; SOW3; CD117; c-KIT; Tr-kit; Gsfsc01; Gsfsc05; Gsfscow3
Specie	Topo
GeneID (umano)	3815
GeneID	16590
Immunogeno	Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 25-523 del CD117/c-Kit del topo (NP_001116205.1).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	FC (Citometria a Flusso)
Reattività Incrociata	Topo
SWISS	P05532
Peso Molecolare Proteina	22kDa/109kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio