

Pe Anticorpo Monoclonale Rabbit Anti-Mouse Cd11A Per Fc - P24063

Numero articolo: CM0005842

introduzione

Anticorpo monoclonale PE Rabbit anti-Mouse CD11a validato per citometria a flusso (FC) con campioni di topo; bersaglia l'integrina alfa-L coinvolta nell'adesione dei leucociti e nella risposta immunitaria - adatto per la ricerca immunologica.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	mAb PE Rabbit anti-Mouse CD11a
Note/Alias	Cd11a; LFA-1; Ly-15; Ly-21; (p180); LFA-1A
Specie	Topo
ID gene (Umano)	3683
ID gene	16408
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 149-340 della CD11a di topo (NP_001240801.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	FC
Reattività crociata	Topo
SWISS	P24063
Peso proteico	128kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio