


Anticorpo Monoclonale Coniglio Anti-Mouse Cd11B Coniugato Con Pe Per Fc - P05555

Numero articolo: CM0008321



introduzione

Anticorpo monoclonale coniglio coniugato con PE contro CD11b murino (ITGAM, MAC-1), validato per citometria a flusso. Reagisce con monociti, granulociti e microglia murini. Ideale per la ricerca immunologica e sull'infiammazione.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	PE Coniglio anti-mouse CD11b mAb
Osservazioni/Alias	CR3; CR3A; MAC1; Cd11b; Ly-40; Mac-1; Mac-1a; CD11b/CD18; F730045J24Rik
Specie	Mouse
Gene ID (umano)	3684
Gene ID	16409
Immunogeno	Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 143-337 del CD11b murino (NP_032427.2).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	FC
Reattività crociata	Mouse
SWISS	P05555
Peso proteico	115kDa/127kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio