


Pe Coniglio Anti-Mouse Cd122/IL-2R β Anticorpo Monoclonale Per Citofluorimetria - P16297

Numero articolo: CM0009978



introduzione

Anticorpo monoclonale coniglio anti-mouse CD122/IL-2R β marcato con PE per citofluorimetria. Rileva la subunità beta del recettore IL-2, essenziale per studi sulla segnalazione di IL-2.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	PE Rabbit anti-Mouse CD122/IL-2R β mAb
Annotazioni/Alias	p70; CD122; IL15Rbeta; IL-2Rbeta; IL-15Rbeta; IL-2/15Rbeta
Specie	Mouse
Gene ID (Umano)	3560
Gene ID	16185
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 27-235 della proteina CD122/IL-2R β di mouse (NP_032394.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	FC
Reattività crociata	Mouse
SWISS	P16297
Peso proteico	60 kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio