

Pe Coniglio Anti-Mouse Cd124/Il-4Ra Anticorpo Monoclonale Per Fc - P16382

Numero articolo: CM0007765

introduzione

Anticorpo monoclonale di coniugato con PE mirante al CD124/IL-4Rα murino, convalidato per la citometria a flusso (FC). Adatto per lo studio della segnalazione IL-4/IL-13 nella differenziazione Th2 e nell'infiammazione allergica.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	PE Coniglio anti-Mouse CD124/IL-4Ra mAb
Note/Alias	Il4r; CD124
Specie	Mouse
Gene ID (Umano)	3566
Gene ID (Mouse)	16190
Immunogeno	Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli aminoacidi 26-233 del CD124/IL-4Ra murino (NP_001008700.1)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	FC
Reattività Crociata	Mouse
SWISS	P16382
Peso Proteico	87kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio