

Anticorpo Monoclonale Pe Coniglio Contro Topo Cd127/IL-7R α Per Citometria A Flusso - P16872

Numero articolo: CM0011446



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio coniugato con PE che riconosce la subunità alfa del recettore per IL-7 (CD127) di topo, validato per citometria a flusso. Ideale per l'identificazione e la caratterizzazione delle cellule immunitarie di topo nella ricerca e nello sviluppo di diagnostici.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	mAb PE coniglio contro topo CD127/IL-7R α
Osservazioni/Alias	CD127; IL-7Ralpha
Specie	Topo
GeneID (Uomo)	3575
GeneID	16197
Immunogeno	Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 21-239 della CD127/IL-7R α di topo (NP_612564.1).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	FC
Reattività crociata	Topo
SWISS	P16872
Peso proteico	51kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio