


Anticorpo Monoclonale Pe Coniglio Contro Topo Cd130/Gp130 Per Citometria A Flusso - Q00560

Numero articolo: CM0004738



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio coniugato PE contro CD130/gp130 del topo (subunità beta del recettore IL-6). Validato per citometria a flusso (FC) su campioni di topo. Componente chiave della via di segnalazione IL-6 per la ricerca immunologica e infiammatoria.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	mAb PE Rabbit anti-Mouse CD130/gp130
Note/Alias	CD130; gp130; D13Ert699e; 5133400A03Rik
Specie	Topo
GeneID (Umano)	3572
GeneID	16195
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 23-617 di CD130/gp130 di topo (NP_034690.3)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	FC
Reattività crociata	Topo
SWISS	Q00560
Peso proteico	102 kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio