


Anticorpo Monoclonale Pe Coniglio Anti-Topo Cd14 Per Citometria A Flusso - P10810

Numero articolo: CM0009589



introduzione

Anticorpo monoclonale PE coniglio anti-topo CD14 per citometria a flusso, indirizzato contro l'antigene di differenziazione monocitaria CD14. Adatto per ricerche sulla risposta immunitaria innata, la segnalazione LPS e l'infiammazione. Reattività crociata con il topo.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	mAb PE coniglio anti-topo CD14
Note/Alias	CD14
Specie	Topo
GeneID (Umano)	929
GeneID	12475
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 18-345 della proteina CD14 di topo (NP_033971.1).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	FC
Reattività crociata	Topo
SWISS	P10810
Peso proteico	39kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio