

Pe Coniglio Anti-Mouse Cd144/VE-Cadherin Anticorpo Monoclonale Per Citometria A Flusso - P55284

Numero articolo: CM0010533



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniugato con PE che si targeting della VE-cadherina murina (CD144), clone 7B4. Validato per applicazioni di citometria a flusso in campioni di topo. Facilita la ricerca sull'adesione delle cellule endoteliali, la permeabilità vascolare e l'angiogenesi.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	PE Coniglio anti-Mouse CD144/VE-Cadherin mAb
Osservazioni/Alias	7B4; Vec; VECD; Cd144; VEcad; VE-Cad
Specie	Mouse
GeneID (Umano)	1003
GeneID	12562
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli aminoacidi 46-592 del CD144/VE-Cadherin murino (NP_033998.2)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	FC
Reattività Incrociata	Mouse
SWISS	P55284
Peso Proteico	88kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio