

Anticorpo Monoclonale Coniglio Anti-Mouse Cd150/Slam Coniugato Con Pe Per Fc - Q9Qum4

Numero articolo: CM0011753

introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio coniugato con PE mirato al CD150/SLAM murino, validato per la citometria a flusso (FC). Ideale per studiare l'attivazione delle cellule immunitarie mediata da SLAM, la differenziazione e le vie di segnalazione.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Specifiche
Nome del prodotto	PE Coniglio anti-mouse CD150/SLAM mAb
Osservazioni/Alias	Slam; CD150; IPO-3; CDw150; ESTM51; 4933415F16
Specie	Mouse
GeneID (Umano)	6504
GeneID	27218
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 25-242 del CD150/SLAM murino (NP_038758.2).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	FC
Reattività crociata	Mouse
SWISS	Q9QUM4
Peso proteico	36kDa/38kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio