

Anticorpo Monoclonale Pe Coniglio Contro Topo Cd152/Ctla-4 Per Citometria A Flusso - P09793

Numero articolo: CM0012289



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio coniugato con PE contro CTLA-4 (CD152) di topo. Progettato per la citometria a flusso, consente l'analisi di questo recettore inibitorio delle cellule T nei tessuti linfoidi e negli studi sui checkpoint immunitari.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	mAb PE coniglio contro topo CD152/CTLA-4
Note/Alias	Ctla4, Cd152, CTLA4
Specie	Topo
ID gene (Uomo)	1493
ID gene	12477
Immunogeno	Proteina ricombinante corrispondente agli amminoacidi 36-161 di CD152 di topo (NP_033973.2)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	FC
Reattività crociata	Topo
SWISS	P09793
Peso proteico	24kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio