

Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Topo Cd155/Pvr Coniugato Pe Per Citometria A Flusso - Q91Wp1

Numero articolo: CM0010746

introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio coniugato PE contro CD155/Pvr di topo (PVS, Taa1, necl-5). Convalidato per citometria a flusso senza reagente secondario. Riconosce il recettore nativo. Peso molecolare ~45kDa. Reattività crociata con topo. Ideale per immunofenotipizzazione e studi sul cancro.

[Ulteriori informazioni](#)

Specifica	Valore
Nome del prodotto	mAb di coniglio anti-topo CD155/Pvr coniugato PE
Note/Alias	PVS; mE4; HVED; Taa1; CD155; Tage4; necl-5; D7Ert458e; 3830421F03Rik
Specie	Topo
GeneID (Umano)	5817
GeneID	52118
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 29-348 di CD155/Pvr di topo (NP_612564.1).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	FC
Reattività crociata	Topo
SWISS	Q91WP1
Peso proteico	45kDa
Spedizione	Borsa di ghiaccio